

## INFORME TECNICO DE SOLUCION PRESERVANTE

Solución preservante (9082)

9082

### COMPOSICIÓN

Gluconato de clorhexidina: 1% W/V

Propileno Glycol: 15% W/V

### ADVERTENCIA:

No utilizar directamente en los ojos

### DESCRIPCIÓN

Preservante bactericida para estación portátil lavaojos. Preserva de 6 a 20 galones (23 – 75 Litros) de agua potable.

### MODO DE USO

1. Lavar la estación lavaojos portátil.
2. Enjuagar con agua potable.
3. Llenar parcialmente la estación con agua potable.
4. Añadir la solución preservante (utilizar todo el contenido de la botella).
5. Terminar de llenar el tanque de la estación con agua potable.
6. Marcar la fecha en la etiqueta de inspección.
7. Cambiar la solución como mínimo cada 90 días.

